

Longitudes de multionda

Sistema de depilación

Mayor fabricante
desde 2005

Profesional Servicio
de OEM / ODM

www.adss.com.cn

Láser Diodo

3-5 = **Depilación definitiva**
Sesiones

Depilación

Rejuvenecimiento de la piel




Modelo#FG2000D

Teoría







Cómo funciona el láser diodo?

Durante el tratamiento, el láser que penetra en la piel es absorbido por la melanina en el folículo piloso, lo que hace que la temperatura del folículo piloso aumente y se detenga la generación de melanina, resultando finalmente depilación definitiva



Tres longitudes de onda pueden penetrar diferentes profundidades de la piel, trabajando en diferentes profundidades del folículo piloso, haciendo que el tratamiento sea más efectivo.

DISPONIBLE EN DIFERENTE TIPO DE COLOR DE PIEL

					
TYPE I Light, pale white	TYPE II White, fair	TYPE III Medium, white to olive	TYPE IV Olive, moderate brown	TYPE V Brown, dark brown	TYPE VI Black, very dark brown to black

Ventajas técnicas

01 Mango

- 12 * 16 mm, diseño de patente antihielo, mayor vida útil del mango
- Aplicador de 0,5 kg: mucho más ligero & ergonómico



02 Tapered Tip

- La tapered tip facilita la operación en áreas pequeñas de depilación



Testimonios



DR. Yulima



Realmente asombroso para mí, es genial, el el cabello ya se no crece después de solo 4 sesiones. Me gusta ADSS y espero más máquinas de ADSS.



DR. Antonio



He usado máquinas ADSS para muchos años. El primero es el láser diodo, y ahora mi clínica está llena de máquinas ADSS. Yo creo en ADSS. Me ha acompañado todo el camino.



DR. Julia



He usado muchas máquinas. Esta máquina semiconductora de ADSS puede lograr muy buenos resultados en solo 5 Sesiones y eliminé mi cabello. Y el anterior equipo de otra marca como se tarda 10-12 Sesiones, así que perdí muchos pacientes, ADSS me ayudórecuperar mi reputación, gracias!



Beneficios

03 Interfaz

- Sistema de protección inteligente garantiza la operación segura
- El icono de 6 áreas registra el número de disparo



Retorno de la inversión

Items tratamiento	Tarifa promedio	Procedimientos	Ingresos
Piernas completas	\$150	3	\$450
Medias pierna	\$110	3	\$330
Cara	\$90	3	\$270
Media cara	\$80	3	\$240
Espalda	\$120	3	\$360
Brazos	\$110	3	\$330
Bigote	\$100	3	\$300
Bikini	\$140	3	\$420

Datos de la clínica



Hombre | 39 años
Antes

Después
4 tratamientos
2019.08.08-2020.01.01

Hombre | 26 años
Antes

Después
5 tratamientos
2019.08.10-2020.01.20



ESPECIFICACIÓN

Tipo de láser

755nm+808nm+1064nm

Potencia de salida

2500W

Energía

2-120 j/cm2 adjustable

Tamaño del spot

12*16mm

Peso de la máquina

53.5kg



Academia de formación

Formación profesional de mantenimiento clínico operativo y técnico



Academia de Negocios

Ejemplos exitosos de proyectos rentables y modelos de gestión empresarial



Fundada en 2005, un fabricante líder de estética y belleza de múltiples tipos Equipos.



ADSS GRUPO

www.adss.com.cn
adss@adss.com.cn

Beijing **CHINA**



adsschina



Beijing ADSS Development Co.,Ltd